

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2026



 **LABG&M**

CONTENIDO



03

MICROBIOLOGÍA

Medios de Cultivo
Preparados

• Bi-
placas

• Caldos Preparados •

Medios de Transporte • Soluciones de Lavado • Tinciones •
Suplementos

11

GENÉTICA

Sueros de Cultivo Celular • Medios de Cultivo Celular •
Soluciones de Cultivo Celular

15

ASEPSIA Y DESINFECCIÓN

Detergentes Especializados • Aguas
Especializadas •

Desinfectantes

MICROBIOLOGÍA

Medios de Cultivo Preparados

Página 4

Bi-placas Agar

Página 7

Caldos Preparados

Página 8

Medios de Transporte

Página 8

Soluciones de Lavado

Página 9

Tinciones

Página 9

Suplementos

Página 10

Medios de Cultivo Preparados

MICASC1002



Agar Sangre

Aislamiento y cultivo de numerosos microorganismos. Observación de reacciones de hemólisis.

↑ 10 Unidades

MICMAC1002



Agar Sangre Columbia

Aislamiento de microorganismos no exigentes. Observación de reacciones de hemólisis.

↑ 10 Unidades

MICASC1002



Agar Chocolate

Crecimiento de cepas exigentes, especialmente géneros *Neisseria* y *Haemophilus*. Medio enriquecido y no selectivo.

↑ 10 Unidades

MICAMC1002



Mac Conkey Agar

Medio selectivo para el aislamiento bacilos Gram negativos. Permite diferenciar bacterias fermentadoras y no fermentadoras de lactosa

↑ 10 Unidades

MICAMS1002



Agar Mac Conkey con Sorbitol

Medio de diferenciación parcialmente selectivo para el aislamiento de *E. coli* O157:H7

↑ 10 Unidades

MICAMH1002



Agar Mueller Hinton

Medio utilizado para realizar las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos.

↑ 10 Unidades

MICACC1002



Agar Cromogenico UTI

Identificación y confirmación presuntiva de microorganismos causantes de infecciones del tracto urinario.

↑ 10 Unidades

MICACC1002



Agar Cromogenico Candida

Medio selectivo diferencial que facilita el aislamiento rápido de levaduras de cultivos mixtos y permite la diferenciación de especies de *Cándida*

↑ 10 Unidades

Medios de Cultivo Preparados

MICASB1002



Agar Sabouraud

Selección, aislamiento y cultivo de hongos, levaduras y mohos patógenos y no patógenos.

10 Unidades

MICMSC1001



Agar Sabouraud con Cloranfenicol

Cultivo de dermatofitos. Aislamiento y cultivo de todos los hongos.

10 unidades

MICAMY1002



Agar Mycosel

Medio selectivo, recomendado para el aislamiento de hongos patógenos, a partir de materiales con gran cantidad de flora fúngica y bacterias

10 Unidades

MICAPD1002



Agar Papa Dextrosa

Utilizado en el aislamiento, cultivo y recuento de hongos y levaduras, de muestras lácteas y otros alimentos.

10 Unidades

MICACNA002



Agar CNA

Aislamiento de bacterias Gram positivas (*Staphylococcus* y *Streptococcus*) a partir de muestras clínicas y no clínicas.

10 Unidades

MICAXL1002



Agar XLD

Medio selectivo, diferencial, para la recuperación de especies de *Shigella* y *Salmonella*. Aislamiento e identificación de patógenos...

10 Unidades

MICASS1002



Agar Salmonella Shigella...

Aislamiento diferencial y selectivo de especies de *Salmonella* y algunas *Shigella* a partir de muestras patológicas

10 Unidades

MICMSB1002



Medio de Cultivo Streptococcus Tipo B...

Aislamiento e identificación de *Streptococcus agalactiae*, a partir de muestras clínicas.

10 Unidades

MICAHE1002



Agar Hektoen Entérico

Medio moderadamente selectivo. Diferenciación y cultivo de Gram negativos entéricos.

10 Unidades

Medio de Cultivo Preparados

MICANTI002



MICATS1002



Agar Nutritivo

Aislamiento de microorganismos poco exigentes en lo que se refiere a requerimientos nutritivos.

10 Unidades

Agar Tripticasa de Soya (TSA)

Medio de cultivo no selectivo, que permite el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos

10 Unidades

MICMJ1001



Medio Lowenstein Jensen

Diferencial y selectivo para aislamiento de *Micobacterias*, en especial *Mycobacterium tuberculosis*.

Unidad

MICMRI002



Agar Regan Lowe

Medio selectivo usado para el aislamiento de *Bordetella pertussis*

10 Unidades

MICATCI002



Agar TCBS

Medio selectivo de diferenciación para el aislamiento y cultivo de *Vibrio Cholerae* y otras especies *Vibrio*

10 Unidades

MICATM002



Agar Thayer Martin

Aislamiento y recuperación de *Neisserias* patógenas dentro de las 24h, con una ausencia casi total de contaminantes.

10 Unidades

Agares Biplaca



Código	Producto	Presentación
MICABAM0	Agar biplaca Azida/Mac Conkey *	10 uds
MICABMSBP	Agar biplaca Manitol/Baird Parker *	10 uds
MICABCUB0	Agar biplaca Cromo UTI/Cromo BLEE´s *	10 uds
MICABCB00	Agar biplaca Cromo Carba/Cromo BLEE´s *	10 uds
MICABCUMC	Agar biplaca Mac Conkey/Cromo UTI	10 uds
MICABSCMC	Agar biplaca Mac Conkey/Sabouraud Cloranfenicol	10 uds
MICABHSS0	Agar biplaca Hektoen/SS	10 uds
MICABSC00	Agar biplaca Sangre/Chocolate	10 uds
MICABAM0	Agar biplaca Sangre/Mac conkey	10 uds
MICABSB00	Agar biplaca Cromo SARM/Cromo BLEE´s *	10 uds
MICABXS00	Agar biplaca XLD/SS	10 uds
MICABTMCO	Agar biplaca Chocolate/Thayer Martin	10 uds
MICABCNAC	Agar biplaca CNA/Chocolate	10 uds
MICABCUC0	Agar biplaca CNA/Cromo UTI	10 uds
MICABCUCU	Agar biplaca Cromo UTI/Cromo UTI	10 uds

(* Bajo pedido produccion minima 25 paquetes)

Caldos Preparados

MICCNU300



Caldo Nutritivo

Desarrollo de microorganismos con escasos requerimientos nutricionales. Ideal para el subcultivo de bacterias.

10 Unidades: 3ml - 6ml

MICCBH1002



Medio de cultivo BHI

Medio de uso general para el cultivo de una gran variedad de microorganismos, incluidos las bacterias, levaduras y hongos filamentosos.

10 Unidades: 6ml

MICCTI-002



Caldo Tioglicolato

Utilizado para enriquecimiento para pruebas de esterilidad, aislamiento y cultivo de aerobios, anaerobios y microaerófilos no exigentes.

10 Unidades: 3ml ; 6ml ; 20ml

MICCSE-002



Caldo Selenito

Crecimiento selectivo de *Salmonella* spp., mediante muestras de laboratorio.

10 Unidades: 3ml ; 6ml

MICMHE5001



Caldo Muller Hinton

Determinación de susceptibilidad de antimicrobianos

10 Unidades: 8ml

MICCTS100



Caldo Trypticase de Soya

Detección de microorganismos exigentes.

10 Unidades: 6ml ; 10ml ; 35ml

Medios de Transporte

DIMMTV100



Medio de Transporte Viral

Medio de recolección y transporte de muestras clínicas para la recuperación de agentes virales.

Unidad: 1.5ml ; 3ml ; 5ml ; 500ml

Soluciones de Lavado

MICBFO500



Buffer Fosfato pH 6,8

Diluyente para métodos de desecación de biomoléculas.

 Frasco: 500ml ; 1lt

MICHSO3001



Hidróxido de Sodio al 4%

Materia prima para realizar lavados en las muestras clínicas para Bacilos Ácido Alcohol Resistentes (BAAR).

 Frasco: 500ml ; 1lt

MICFCS



Fosfato Trisódico al 10% o 20%

Solución de lavado para la descontaminación de muestras de origen clínico.

 Frasco: 500ml ; 1lt

Colorantes

MICCIA1001



Colorante Indicador de Azúcares Reductores

Sirve para realizar pruebas de azúcares reductores en muestras biológicas, ofreciendo resultados rápidos para el diagnóstico de enfermedades gastrointestinales.

 Caja x 100 test

Suplementos



MICGRC500

Glóbulos Rojos de Cordero

Adecuados para la preparación de agar sangre y agar chocolate, como medio de enriquecimiento nutritivo.

↑  Frasco: 50ml ; 100ml



MICGRE500

Glóbulos Rojos Equino

Utilizados para investigación y diagnóstico, como medio de enriquecimiento nutritivo en la preparación de medios de cultivo.

↑  Frasco: 100ml ; 500ml

GENÉTICA

Sueros para Cultivo Celular

Página 12

Medios para Cultivo Celular

Página 13

Soluciones para Cultivo Celular

Página 14

Sueros para Cultivo Celular

GENSFB40



Suero Fetal Bovino Estéril Premium Triple Filtrado*

Suplemento esencial para cultivo celular gracias a su alto contenido de factores de crecimiento. Sometido a triple filtración de 0.1 μ m, con niveles muy bajos de endotoxinas y hemoglobina, libre de micoplasma y sometido a más de 28 pruebas.

 Frasco: 100ml ; 500ml ; 1lt

Puede ser inactivado por calor o irradiado con rayos gamma según los requerimientos del cliente



GENSFB100



GENSBA100

Suero Fetal Bovino Estéril*

Suplemento para cultivo celular, que mantiene el crecimiento celular y sus requerimientos metabólicos. Sometido a una única filtración de 0.1 μ m.

 Frasco: 100ml ; 500ml ; 1lt

Suero Bovino Adulto Estéril

Suplemento para medios de cultivo celular que promueve la adhesión y el crecimiento celular. Filtrado a través de 0.2 μ m. (este pedido se hace bajo pedido, min 20 litros)

 Frasco: 200ml ; 500ml



GENSEQ100



GENSPET003

Suero Equino Estéril

Suplemento para medios de cultivo celular que promueve la adhesión y el crecimiento celular.

 Frasco: 200ml ; 500ml

Suero de Pollo Estéril

Se utiliza en aplicaciones de investigación y enseñanza, o para líneas celulares de vacunas aviares. Filtrado a través de 0.2 μ m.

 Frasco: 1lt

12 LABG&M ->

Medios para Cultivo Celular

GENMRP100



Medio RPMI 1640

Usado para el crecimiento de linfoblastos y líneas celulares leucémicas en suspensión. Tienen un amplio rango de aplicaciones con suplementos adecuados.

 Frasco: 100ml ; 500ml



GENMME100

Medio Mínimo Esencial (MEM)

Materia prima o medio de enriquecimiento para cultivos celulares. Contiene los nutrientes mínimos indispensables para el crecimiento de una colonia.

 Frasco: 100ml ; 500ml



GENMDM100

DMEM

Medio para propiciar el crecimiento de diferentes tipos de células, como células primarias, células madre y células transformadas.

 Frasco: 100ml ; 500ml

Soluciones para Cultivo Celular



NucleAcids KEEPER Solución de Lisado

Reactivo listo para usar, diseñado para lisar, adecuar y conservar los ácidos nucleicos de muestras obtenidas a partir de fluidos de lavados bronquiales, hisopados, o células, para su posterior análisis en ensayos PCR y RT PCR.

 Kit 50 reacciones (Crio vial 1ml)

13 LABG&M ->

Soluciones para Cultivo Celular



GENPBS100

PBS

Puede ser empleado como vehículo neutro para células, lavado de células a través de centrifugación o diluyente para métodos de desecación de biomoléculas.

↑  Frasco: 500ml - 1lt



GENPHG100

Trypsina de Versene

Es uno de los componentes del cultivo celular (materia prima) que ayuda al desprendimiento de células desde la superficie del recipiente del cultivo.

↑  Frasco: 100ml - 500ml



GENPES100

Penicilina / Estreptomicina

Se utiliza en cultivos celulares para prevenir posibles contaminaciones bacterianas.

↑  Frasco: 20ml - 100ml



GENABA100

Antibiótico / Antimicótico

Es utilizado para evitar contaminaciones en los cultivos celulares, contra las bacterias Gram positivas y algunas Gram negativas.

↑  Frasco: 20ml - 100ml



GENPES100

Colchicina

Se usa como inhibidor mitótico. También, inhibe la motilidad y la actividad de los neutrófilos.

↑  Frasco: 20ml - 100ml



GENPHG100

Phitohemaglutinina

Utilizado como factor estimulante de la proliferación en cultivos de estirpes celulares, incluidos los linfocitos. Se usa en el estudio in Vitro de los mecanismos bioquímicos de...

↑  Frasco: 10ml - 100ml

ASEPSIA Y DESINFECCIÓN

Detergentes Especializados

Página 16

Aguas Especializadas

Página 17

Desinfectantes

Página 18

Detergentes Especializados



Inmunodet Neutro

Detergente libre de fosfatos para lavado de material de laboratorio y superficies. Ideal para material metálico.

 1lt ; 3.8lts ; 5lts ; 20lts



Inmunodet Alcalino

Detergente libre de fosfatos . Ideal para lavado de material altamente contaminado, y de vidrio.

 1lt ; 3.8lts ; 5lts ; 20lts

Detergente Residuos Calcáreos

Útil para eliminar las incrustaciones y depósitos de minerales como el sarro y la cal

 1lt ; 4lts



Aguas Especializadas



Agua Desionizada

Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina.

 1lt ; 5lts ; 20lts



Agua Desionizada Estéril

Agua sin impurezas ni sustancias disueltas, para asepsia y elaboración de productos que requieran esterilidad.

 1lt

Desinfectantes



ASEGAB100

Gel Antibacterial 69,9%

Útil para la desinfección de manos, eliminando los gérmenes más comunes causantes de contaminación.

30ml ; 60ml ; 250ml ; 500ml ; 1lt ; 4tls ; 5lts ; 20lts



ASEALC100

Alcohol Antiséptico 69,9%

Uso antiséptico y desinfectante general. Desinfección de elementos quirúrgicos, de aseo, accesorios personales, etc.

1lt ; 5lts ; 20lts



ASEACN1006

Amonio Cuaternario

Útil para la desinfección de equipos médicos y mobiliario hospitalario, que no puede ser esterilizado.

4lts



ASEJLA100

Jabón Líquido Antibacterial

Útil para la desinfección de manos, eliminando los gérmenes más comunes causantes de contaminación.

30ml ; 60ml ; 250ml ; 500ml ; 1lt ; 4tls ; 5lts ; 20lts

LABG&M

Laboratorio de Microbiología y Genética



Llámanos

Telefonos : +57 (601) 749 5827 • +57 (601) 749 5733

Celular y whatsapp : +57 312 603 6829



Conéctate con nuestros procesos

General: info@microgenltda.com.co

Financiero: contabilidad@microgenltda.com.co

Calidad: director.calidad@microgenltda.com.co

Ventas: ventas1@microgenltda.com.co

Comercio internacional: internationalsales@microgenltda.com.co



Obtén más información en nuestro sitio web

www.microgenltda.com.co



Nuestra ubicación principal

Calle 55 # 71 D - 07
Bogotá, Colombia.